

Finnpipette FOCUS PLUS, 16 canaux

Réf. THE-FOC16V50



Micropipette Finnpipette FOCUS PLUS THERMO à 16 canaux.

- Plage de volumes : 5 – 50 µl, avec 0,1 µl d'incréments
- Base orientable à 360°
- Muni de Grip-Index anti-fatigue Assurant un angle de pipetage idéal
- Poignée galbée à coque amovible ergonomique
- Molette de réglage rapide du volume
- Bouton poussoir souple de code couleur rose
- Molette de réglage fin du volume qui Permet le réglage séparé du dernier digit
- Calibrage aisé au laboratoire
- Numéro de série individuel Visible lorsque l'éjecteur de cône est en position basse (traçabilité)
- Ejecteur de cône à commande assistée
- Embase porte-cône courte Diminue la fatigue du bras et de la main, et permet un travail précis
- Entièrement autoclavable à 121 °C sans démontage
- Garantie 03 ans.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Specifications et informations de commande

Référence	Canaux	Volumes	Incrément	Justesse		Volume		Répétabilité		Code couleur	Finntip
				μl	(%)	μl	s.d.* μl	CV (%)			
4610100	8	1-10 μl	0,1 μl	$\pm 0,24$	$\pm 2,4$	10 μl	0,16	1,6	rose	10, 20, 50	
				$\pm 0,12$	$\pm 1,2$	1 μl	0,08	8			
4610120	8	5-50 μl	0,1 μl	$\pm 0,75$	$\pm 1,5$	50 μl	0,35	0,7	jaune	250 Univ, 200 Long	
				$\pm 0,25$	$\pm 5,0$	5 μl	0,1	2			
4610140	8	30-300 μl	1 μl	$\pm 3,0$	$\pm 1,0$	300 μl	0,9	2,0	orange	300	
				$\pm 1,5$	$\pm 5,0$	30 μl	0,6	0,3			
4610110	12	1-10 μl	0,1 μl	$\pm 0,24$	$\pm 2,4$	10 μl	0,16	1,6	rose	10, 20, 50	
				$\pm 0,12$	$\pm 1,2$	1 μl	0,08	8			
4610130	12	5-50 μl	0,1 μl	$\pm 0,75$	$\pm 1,5$	50 μl	0,35	0,7	jaune	250 Univ, 200 Long	
				$\pm 0,25$	$\pm 5,0$	5 μl	0,1	2			
4610150	12	30-300 μl	1 μl	$\pm 3,0$	$\pm 1,0$	300 μl	0,9	2,0	orange	300	
				$\pm 1,5$	$\pm 5,0$	30 μl	0,6	0,3			
4610170	16	5-50 μl	0,1 μl	$\pm 0,75$	$\pm 1,5$	50 μl	0,35	0,7	turquoise	50	
				$\pm 0,25$	$\pm 5,0$	5 μl	0,10	2,0			



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N