

Microtube fond conique 1,7ml-Naturel stérile Réf. AXY-MCT17S



Microtubes 1,7ml MAXICLEAR, stérile :

- Cape attenante avec aplat pour identification et zone centrale mince pour perçage;
- En polypropylène;
- Fond conique;
- Graduation;
- Plage dépolie;
- Issus de moules polies faàçon diamant;
- Centrifugeables jusqu'à 20 000g
- Utilisables de -40°C à +121°C
- Autoclavables à 121°C, 15 mn;
- Version stérile par irradiation: couleur naturelle uniquement;
- Capacité: 1,5ml;
- Codes couleurs: naturel
- Conditionnement: Carton de 2500 et sac de 50;
- Condition minimum de vente: Boite de 250.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration