

## Portoir pvc 2x6 12 trous Diamètre 17mm Réf. SOC-SE1217



### Portoirs PVC, pour tubes Ø :16mm, 2 x 6 = 12 trous :

- Superposables, chargés avec micro-tubes pour stockage au réfrigérateur;
- 1 seul modèle pour tous types de microtubes:
- 0,65 - 1,5 - 2ml à cape attenante ou à vis (MICREW TUBE);
- Dimensions (L x l x H): 141 x 58 x 80mm;
- Ø des trous: 17mm.
- Conditionnement minimum de vente: 1;



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration