

Bibbyjet pro

Réf. BIB-BIBBYJET



BIBBYJET PRO;

- Pipeteur livré avec:
 - 1 chargeur 230V/50Hz,
 - 2 membranes filtrantes 0,2 µm,
 - 1 support mural;
- Conçu pour le pipetage d'un grand nombre de liquides même à haute viscosité; Contrôle continu de la puissance; Autonomie d'une journée de travail sans recharge;
- Accepte tous types de pipettes de 0,1 ml à 100 ml;



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- Valve anti-retour et membrane filtrante pour une protection efficace contre la corrosion;
- Son ergonomie et sa légèreté (205 g) permettent de travailler sans fatigue même sur de longues séries;
- L'adaptateur de pipette en silicone et la membrane filtrante sont entièrement stérilisables à la vapeur à 121°C;
- Batterie: accumulateur Nickel cadmium;
- Aspiration: appuyer sur le bouton supérieur pour remplir la pipette. Plus la pression du doigt est forte, plus l'aspiration du liquide est rapide;
- Evacuation: (écoulement libre ou par soufflage): appuyer doucement sur le bouton inférieur pour permettre l'écoulement du liquide. En appuyant plus fortement, le moteur du pipeteur se met en fonction afin d'évacuer le liquide par soufflage. Pour l'évacuation des liquides visqueux, appuyer doucement sur les deux boutons de fonction.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration