


Cartons et présentation de lames porte-objets, 10 lames Réf. SOC-C10L



Cartons et présentation de lames porte-objets, 10 lames :

- Des emplacements numérotés;
- Des encoches sur chaque côté facilitent la sortie de la lame;
- Le carton pour 10 lames comporte un seul rabat et forme un livre en position fermée;
- Le carton pour 20 lames comporte deux rabats qui se rejoignent au centre
- Haut. x Larg.: 345 x 100mm;
- Condition minimum de vente: 1.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration