


Cuves réutilisables, version standard, 3,5ml Réf. SOC-CVM410



Cuves réutilisables, version standard, 3,5ml :

- Cuves en quartz pour lecture dans l'U.V. et le visible, en verre miroir blanc ou verre optique spécial pour lecture dans le visible;
- 2 faces optiques;
- Fond non travaillé optiquement;
- Trajet optique: 10+/-0,1ml;
- Sans couvercle;
- Qualité du verre: classique;
- Dimensions(ht x L. ext.-fente): 45 x 12,5mm;
- Condition minimum de vente: 2.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration