

Cuves ratiolab, macro, 4,0ml Réf. LATS206003



Cuves Ratiolab, macro, 4,0ml; - Cuves mouillables à 100%: important pour le bon déroulement des réactions enzymatiques; - Paroi fine et résistante permettant un bon échange thermique pour une rapide mise en température de l'échantillon; Cuves en polystyrène cristal pour lecture dans le visible de 340 à 720nm; Dimensions extérieures(Côtés): 10 x 10mm, (Haut): 45mm; Trajet optique: 10mm; Condition minimum de vente: Carton de 10 boîtes de 100 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration