


Cuves ratiolab usage unique, 4 ml pour spectro

Réf. SOC-1101



### Cuves Ratiolab, Semi Micro, 2,6 ml :

- Cuves mouillables à 100% : important pour le bon déroulement des réactions enzymatiques;
- Paroi fine et résistante permettant un bon échange thermique pour une rapide mise en température de l'échantillon;
- Cuves en polystyrène cristal pour lecture dans le visible de 340 à 720 nm;
- Dimensions extérieures (Côtés): 10 x 10 mm, (Haut): 45 mm;
- Trajet optique: 10 mm;
- Condition minimum de vente: Carton de 10 boîtes de 100 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration