

Cuves ratiolab, semi micro, 2,6ml Réf. SOC-1201



Cuves Ratiolab, Semi Micro, 2,6mlc :

- Cuves mouillables à 100%: important pour le bon déroulement des réactions enzymatiques;
- Paroi fine et résistante permettant un bon échange thermique pour une rapide mise en température de l'échantillon
- Cuves en polystyrène cristal pour lecture dans le visible de 340 à 720nm
- Dimensions extérieures(Côtés): 10 x 10mm, (Haut): 45mm;
- Trajet optique: 10mm;
- Condition minimum de vente: Carton de 10 boîtes de 100 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration