

## Cuves standards, macro, 4 ml Réf. SOC-CU4



### Cuves standards, macro, 4 ml :

- Très haute qualité optique;
- Très faible bruit de fond; Cuves en polystyrène cristal pour lecture dans le visible de 340 à 720 nm;
- Dimensions extérieures (Côtés): 12 x 12 mm, (Haut): 45 mm;
- Trajet optique: 10 mm;
- Condition minimum de vente: Carton de 10 boîtes de 120 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration