

Cuves en polyméthacrylate, macro, 4,5ml Réf. SOC-CU4UV



Cuves en polyméthacrylate, macro, 4,5ml :

- Pour lecture dans l'UV et le visible de 280 à 800 nm;
- Les Macro Cuves ont 4 faces optiques transparentes, les destinant plus particulièrement aux applications de simples mesures ou mesures multiples, ainsi qu'aux analyses fluorométriques et néphélogométriques;
- Les Semi Micro cuves ont 2 faces optiques transparentes et 2 faces dépolies;
- Dimensions extérieures(Côtés): 12 x 12mm, (Haut): 45mm;
- Trajet optique: 10mm;
- Condition minimum de vente: Carton de 5 boîtes de 100 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration