

Cuves standards, semi micro, 2ml Réf. SOC-SMCU1



Cuves standards, Semi Micro, 2ml :

- Très haute qualité optique;
- Très faible bruit de fond; Cuves en polystyrène cristal pour lecture dans le visible de 340 à 720 nm;
- Dimensions extérieures(Côtés): 12 x 12mm, (Haut): 45mm;
- Trajet optique: 10mm;
- Condition minimum de vente: Carton de 10 boîtes de 120 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration