


Bouchons coiffants « kimkap », tubes de Ø : 12-13 mm

Réf. SOC-CCP13



Bouchons coiffants "KIMKAP", tubes de Ø ext : 12-13 mm;

- En polypropylène;
- Avec ergots de ventilation;
- Autoclavables;
- Couleur naturelle;
- Pour tubes SOC-TCP13100;
- Condition minimum de vente: carton de 1 000 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration