

Bouchons en ouate de cellulose, pour tubes à Ø int : 10-11 mm

Réf. SOC-BOC11



Bouchons en ouate de cellulose, pour tubes à Ø int : 10-11 mm;

- Forme conique pour fermeture de tubes ou flacons;
- Perméabilité à l'air facilitant les échanges gazeux;
- Dimensions (Haut. x Ø inf. x Ø sup.): 29 x 9 x 12 mm;
- Pour tubes: SOC-TEU12, SOC-THU65, SOC-THU75, SOC-THVE, SOC-TCP1275, SOC-TCP13100;
- Condition minimum de vente: boîte de 100 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration