

Bouchons en ouate de cellulose, pour tubes à Ø int : 13-14,5 mm

Réf. SOC-BOC14



Bouchons en ouate de cellulose, pour tubes à Ø int : 13-14,5 mm;

- Forme conique pour fermeture de tubes ou flacons;
- Perméabilité à l'air facilitant les échanges gazeux;
- Dimensions (Haut. x Ø inf. x Ø sup.): 36 x 9 x 17 mm;
- Pour tubes: SOC-TVU16, SOC-TEU16M, SOC-TCP16100;
- Condition minimum de vente: boîte de 100 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration