


Bouchons pour tubes en plastiques à Ø int. : 13,5 mm

Réf. SOC-BV13



Bouchons pour tubes en plastique à Ø int.: 13,5 mm;

- En polyéthylène + colorant;
- Type d'obturateur: coiffant vissant;
- Pour tube : SOC-TV5PS et SOC-TV5PRO ;
- Couleurs disponibles: naturelle translucide, blanche, verte, jaune, bleue, Rouge, lilas;
- Conditionnement: 4 x 2 000;
- Condition minimum de vente: 2 000.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration