

## Bouchons pour tubes en plastiques à Ø int. : 13 à 13,5 mm

Réf. SOC-OBA13



Bouchons pour tubes en plastique à Ø int.: 13 à 13,5 mm;

- En polyéthylène + colorant;
- Type d'obturateur: à ailettes;
- Pour tube SOC-TC10PS, SOC-TC10S, SOC-TC10PP, SOC-TC10PRO, SOC-TC12PS, SOC-TC12PP et SOC-TH10LC;
- Couleurs disponibles: naturelle translucide, blanche, verte, jaune, bleue, rouge, noire;
- Conditionnement: 8 x 1 250;
- Condition minimum de vente: 1 250.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration