

Bouchons pour tubes en plastiques à Ø int. : 9 mm

Réf. SOC-OBH9



Bouchons pour tubes en plastique à Ø int.: 9 mm;

- En polyéthylène + colorant;
- Type d'obturateur: forme haute;
- Pour tube SOC-TH2 et SOC-TH2PRO;
- Couleurs disponibles: naturelle translucide, rouge;
- Conditionnement: 20 x 1 000;
- Condition minimum de vente: 1 000.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration