

## Bouchons pour tubes en plastiques à Ø int. : 11 mm

Réf. SOC-OBS11-01



Bouchons pour tubes en plastique à Ø int.: 11 mm;

- En polyéthylène + colorant;
- Type d'obturateur: type topette;
- Pour tube SOC-TH4, CEB-TH5PS, CEB-TH5PP, SOC-TH5G et SOC-TH5APG;
- Couleurs disponibles: naturelle translucide;
- Conditionnement: 20 x 2 500;
- Condition minimum de vente: 2 500.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration