

Cap-o-test tube de Ø ext : 15-16 mm

Réf. SOC-COT16



Cap-o-test tube de Ø ext: 15 – 16 mm;

- Capuchons en aluminium anodisé, stérilisables, pour tubes de culture;
- Système à griffes intérieures favorisant les échanges gazeux;
- Pour tubes SOC-TEU16M, SOC-TVU16, SOC-TCP16;
- Condition minimum de vente: boîte de 100 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration