

## Capuchons coiffants, pour tubes de Ø ext : 15-16 mm

Réf. SOC-BBP16



Capuchons coiffants, pour tubes Ø ext.: 15 – 16 mm;

- En polypropylène;
- Avec ergots de ventilation;
- Autoclavables;
- Coloris disponibles: naturel translucide, jaune, bleu, rouge, noir;
- Pour tubes SOC-TVU16, SOC-TEU16M, SOC-TCP16;
- Conditionnement: carton de 4 000;
- Condition minimum de vente: sachet de 1 000 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration