

Tubes plastiques, fond rond, bord droit, 5 ml, en polystyrène

Réf. CEB-TH5PS



Tubes plastiques fond rond, bords droits, 5 ml, en polystyrène;

- Pour usage général de laboratoire;
- Dimensions (Ø int. x Ø ext. x H.): 11 x 13 x 75 mm;
- Bouchon: non;
- Conditionnement: carton de 5 sacs de 500;
- Condition minimum de vente: carton de 2 500.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration