

## Tubes 10 ml, polystyrène, fond rond, 95 x 16 mm

Réf. SOC-TC10PS



Tubes plastiques bords droits, fond rond, 10 ml;

- Pour usage général de laboratoire;
- Dimensions (Ø int. x Ø ext. x H.): 13,5 x 16 x 95 mm;
- Bouchon: non;
- Tube non gradué;
- Conditionnement: carton de 2 sacs de 500;
- Condition minimum de vente: carton de 1 000.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration