

## Tubes plastiques, bord droit, fond rond, 17 ml, polystyrène, ionisés

Réf. SOC-TC20S



Tubes plastiques bords droits, fond rond, 17 ml, en polystyrène, ionisés;

- Pour usage général de laboratoire;
- Dimensions (Ø int. x Ø ext. x H.): 18 x 21 x 95 mm;
- Bouchon: SOC-OBH18/13;
- Tube non gradué
- Conditionnement: carton de 4 sacs de 250;
- Condition minimum de vente: carton de 1 000.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration