

Tubes plastiques, fond rond, bord droit, en polystyrène

Réf. SOC-TH5-12PROS



Tubes plastiques fond rond, bord droit, en polystyrène;

- Dimensions (Ø int. x Ø ext. x H.): 10 x 12 x 75 mm;
- Bouchon: non;
- Volume utile: 4 ml;
- Conditionnement: carton de 2 sacs de 500;
- Condition minimum de vente: carton de 1 000.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration