

Tubes plastiques, fond rond, bord droit, en polystyrène, ionisés

Réf. SOC-TH5-12S



Tubes plastiques fond rond, bord droit, en polystyrène, ionisés;

- Dimensions (Ø int. x Ø ext. x H.): 10 x 12 x 75 mm;
- Bouchon: SOC-OBA10/13;
- Volume utile: 4 ml;
- Conditionnement: carton de 4 sacs de 625;
- Condition minimum de vente: sac de 2 500.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration