

## Tubes en verre, fond rond, bord droit, 4 ml

Réf. SOC-TCP1075



Tubes en verre, fond rond, bord droit, 4 ml;

- Autoclavables;
- Excellente résistance chimique;
- Dimensions ( $\varnothing$  int. x  $\varnothing$  ext. x H.): 8,5 x 10 x 75 mm;
- Épaisseur paroi: 0,60 mm;
- Condition minimum de vente: carton de 2 boîtes de 500 tubes.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration