

Tubes en verre, fond rond, bord droit, 10 ml

Réf. SOC-TCP13100



Tubes en verre, fond rond, bord droit, 10 ml;

- Autoclavables;
- Excellente résistance chimique;
- Dimensions (Ø int. x Ø ext. x H.): 11 x 13 x 100 mm;
- Épaisseur paroi: 0,60 mm;
- Condition minimum de vente: carton de 4 boîtes de 250 tubes.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration