

Tubes en verre, fond rond, bord droit, 29 ml

Réf. SOC-TCP18150



Tubes en verre, fond rond, bord droit, 29 ml;

- Autoclavables;
- Excellente résistance chimique;
- Dimensions (Ø int. x Ø ext. x H.): 16 x 18 x 150 mm;
- Épaisseur paroi: 0,85 mm;
- Condition minimum de vente: carton de 4 boîtes de 125 tubes.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration