

## Tubes en verre, fond rond, col à vis, 12 ml

Réf. SOC-TCCV16100



Tubes en verre, fond rond, col à vis, 12 ml;

- Autoclavables;
- Présence d'une plage de marquage;
- Livrés sans bouchon;
- Dimensions (Ø ext. x Haut.): 16 x 100 mm;
- Épaisseur paroi: 1,05 mm;
- Bouchon recommandé: C15;
- Condition minimum de vente: 4 boîtes de 250 tubes.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration