

Tubes à centrifuger 30 ml, fond conique, polystyrène, ionisés

Réf. SOC-TCUC30S



Tubes à centrifuger 30 ml, fond conique, Polystyrène, ionisés; à jupe autostable;

- Pour usage général de laboratoire;
- Dimensions (\varnothing int. x \varnothing ext. x H.): 23 x 25,5 x 92 mm;
- Obturateur: Sans;
- Bouchon coiffant vissant couleur blanche;
- Graduation dans la masse (1ml en 1ml);
- Centrifugeable à 3 000 g;
- Conditionnement: 5 sachets de 100 pièces;
- Condition minimum de vente: carton de 500 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration