

Tubes plastiques à vis, 10 ml, polypropylène

Réf. **SOC-TV10PPJ**



Tubes plastique à vis, 10 ml, polypropylène;

- Pour usage général de laboratoire;
- Fond rond;
- Dimensions (diamètre int. x diamètre ext. x H.): 14 x 16 x 97 mm;
- Bouchon: blanc vissé
- Tube non gradué;
- Conditionnement: carton de 4 sacs de 250;
- Condition minimum de vente: carton de 1 000.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration