

Coloration de ZIEHL-ARMAND: fuchsine
de ZIEHL: 2 500 ml (standard)
Réf. RER-3204902500



Coloration de ZIEHL-ARMAND (variante de ZIEHL-NEELEN) REACTIFS RAL:

- Elle permet de réaliser simultanément la décoloration des bactéries, excepté les mycobactéries, et la coloration des fonds au bleu de méthylène.
- Conditionnement minimum de vente: 2 500 ml.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration