

Coloration de ZIEHL-ARMAND: colorant  
d'ARMAND: 1 000 ml (standard)  
**Réf. RER-3601001000**



Coloration de ZIEHL-ARMAND (variante de  
ZIEHL-NEELSEN) REACTIFS RAL:

- Elle permet de réaliser simultanément la décoloration des bactéries, excepté les mycobactéries, et la coloration des fonds au bleu de méthylène.
- Conditionnement minimum de vente: 1 000 ml



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration