

## Autoclave de Table (ou de paillasse), 23 litres, Modèle EVE-22LCD

Réf. SOC-EVE-22LCD



L'autoclave classe B de Table (ou de paillasse) modèle EVE-22LCD équipé d'un programme TEST BOWIE & DICK permet la stérilisation du matériel médical.

Cet autoclave classe B stérilise divers instruments emballés ou non, creux, ou solide de type A, des instruments avec multi-ouvertures ou des tuyaux.

Il répand efficacement la vapeur d'eau saturée dans chaque zone de tous les instruments creux, comme les pièces à main, afin de garantir une stérilisation efficace.

L'humidité résiduelle est  $< 0,2\%$  et le vide atteint  $-0,7$  Bar.

Le cycle de l'autoclave classe B de Table (ou de paillasse) modèle EVE-22LCD comprend :

- 03 pré-vides,
- la stérilisation,
- le séchage.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration