

Autoclave de paillasse ; classe B, Modèle TANDA 18L avec
Imprimante intégrée.

Réf. SOC-TANDA18



Description de l'Autoclave de paillasse, Classe B ; Modèle TANDA 18L ; avec
imprimante intégrée

- Norme Européenne B avec 3 temps de nettoyage et de séchage
- L'Humidité résiduelle est moins de 0,2 % ; La capacité du vide atteint -0,8 bar
- Imprimante intégrée
- Capteur mesurant la qualité de l'eau



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Caractéristiques techniques

- Tension / puissance : 220V/1500W
- Dimension de la chambre : Diam . 245 x 360 m m
- Dimension externe : 560 x 450 x 400 m m
- Dimension d'emballage : 660 x 525 x 495 m m
- Poids net : 49 kg



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration