

Autoclave de paillasse ; classe B, Modèle TANDA 23L avec
Imprimante intégrée.

Réf. SOC-TANDA 23



Description de l'Autoclave de paillasse, Classe B ; Modèle TANDA 23L ; avec
imprimante intégrée

- Norme Européenne B avec 3 temps de nettoyage et de séchage
- L'Humidité résiduelle est moins de 0,2 % ; La capacité du vide atteint -0,8 bar
- Imprimante intégrée
- Capteur mesurant la qualité de l'eau



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

Spécifications techniques :

- Tension / puissance : 220V/1700W
- Dimension de la chambre : Diam . 245 x 470 m m
- Dimension externe : 675 x 450 x 400 m m
- Dimension d'emballage : 770 x 525 x 495 m m
- Poids net : 53 kg.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration