

Autoclave stérilisateur 680 Litres, Modèle SAP-S0680 (cuve carré)

Réf. SOC-SAP-S0680L



L'autoclave vertical modèle SAP-SO680 est un autoclave stérilisateur avec contrôle automatique de la pression. Son avantage réside dans la diversité des options disponibles, afin d'obtenir une meilleure correspondance et une adéquation parfaite pour votre organisation.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Caractéristiques :

- Générateur de vapeur indépendant.
- Voyant d'indication de progression du cycle.
- Bouton d'arrêt d'urgence facilement accessible.
- Programme spécial pour liquides.
- Bouton d'urgence.

Spécificités du produit :

- Autoclave – stérilisateur de type horizontal.
- Contrôle automatique de la pression.
- Dimension de la cuve carrée : 610 mm (largeur) x 915 mm (longueur) x 1220 mm (profondeur), Approximativement 680 L.
- Dimension globale : 1740mm (L) x 2060mm (L) x 1960mm (D)
- Tension : 230V / 380V (Mono / Tri phase)
- Puissance : 15 KW x 2
- Pression ajustable : 0.9°C – 2.1°C
- Remplissage d'eau : automatique par canalisation.
- Indicateur de niveau d'eau basse.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Accessoires standards : Plateau x 1, Tube indicateur de niveau d'eau x 2.

Accessoires en option :

- Chariot avec plaque de chargement (rail inclus).
- Panier x 2 (rail inclus)
- Série de plaque (2 plaques + 1 cadre de plaque)

Température de stérilisation (°C)	118 - 134
Système de contrôle	Control mécanique de la pression
Temps de stérilisation	0 - 60 minutes
Temps de séchage	0 - 60 minutes
Capacité de la chambre	680 Litres



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration