

Autoclave vertical 196 L cuve cylindrique, Modèle SAT-500

Réf. **SOC-SAT-500196L**



L'autoclave vertical modèle SAT-500 est un autoclave avec système de contrôle numérique de température. Conçu pour les hôpitaux, les laboratoires, la science biologique, l'industrie pharmaceutique, et pour la fiabilité des équipements de test.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Caractéristiques :

- Aspiration à vapeur sèche et pré-aspiration.
- Générateur de vapeur indépendant.
- Enregistreur de température incorporé.
- Voyant d'indication de progression du cycle.
- Double système de verrouillage.
- Programme spéciale pour liquide.
- Fonction de mise en veille.

Spécificités du produit :

- Autoclave – stérilisateur de type horizontal.
- Contrôle automatique de la température.
- Dimension de la cuve cylindrique : 500 mm (Diamètre) x 1000 mm (Profondeur), Approximativement 196 litres.
- Dimension globale : 800 x 1800 x 1350
- Tension : 230V / 380V (Tri phase)
- Puissance : 9 KW
- Température ajustable : 105°C – 136°C
- Remplissage d'eau : Par canalisation
- Indicateur de niveau d'eau basse
- Avec dispositif de verrouillage automatique pressurisé de la porte.
- 1 point d'enregistrement de la température.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Accessoires standards : Plateau x 1, Tube indicateur de niveau d'eau x 2.

Accessoires en option :

- Chariot avec plaque de chargement (rail inclus).
- Panier x 2
- Série de plaque (2 plaques + 1 cadre de plaque)

Température de stérilisation	105 - 136
Système de contrôle	Control numérique de la température
Temps de stérilisation	0 - 60 minutes
Temps de séchage	0 - 60 minutes
Capacité de la chambre	196 Litres



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration