

Autoclave stérilisateur 454 Litres, Modèle SAT-S0454 (cuve carré)

Réf. SOC-SAT-S0454L



L'autoclave vertical modèle SAT-SO454 est un autoclave stérilisateur avec système de contrôle numérique de température, aspiration et pré-aspiration de l'air. Conçu pour les hôpitaux, les laboratoires, la science biologique, l'industrie pharmaceutique, et pour la fiabilité des équipements de test.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Caractéristiques :

- Elimination fractionnée de l'air pré-aspiré.
- Générateur de vapeur indépendant.
- Enregistreur de température intégré.
- Indicateur lumineux de progression du cycle.
- Double système de verrouillage.
- Programme spéciale pour liquide.
- Fonction de mise en veille.

Spécificités du produit :

- Autoclave – stérilisateur de type horizontal.
- Contrôle automatique de la température.
- Dimension de la cuve carrée : 610 mm (largeur) x 610 mm (longueur) x 1220 mm (profondeur), Approximativement 454 L.
- Dimension globale : 1050mm (L) x 1800mm (L) x 1650mm (D)
- Tension : 230V / 380V (Tri phase)
- Puissance : 15 KW x 2
- Température ajustable : 105°C – 136°C
- Pompe de remplissage d'eau.
- Indicateur de niveau d'eau basse.
- Dispositif de verrouillage automatique pressurisé de la porte.
- 1 point d'enregistrement de température.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Accessoires standards : Plateau x 1, Tube indicateur de niveau d'eau x 2.

Accessoires en option :

- Chariot avec plaque de chargement (rail inclus).
- Panier x 2 (rail inclus)
- Série de plaque (2 plaques + 1 cadre de plaque)

Température de stérilisation (°C)	105 - 136
Système de contrôle	Control numérique de la température
Temps de stérilisation	0 - 60 minutes
Temps de séchage	0 - 60 minutes
Capacité de la chambre	454 Litres



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration