

## Autoclave manuel (Marmite) 20L

Réf. SOC-AUTOMANUEL20L



Autoclave manuel en forme de marmite (cocote minute) 20 Litres.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Le chauffage se fait grâce aux résistances internes immergées. Cet autoclave produit de la vapeur d'eau saturée nécessaire pour la stérilisation du matériel médical. Il est facile à transporter, robuste, présentable, etc. Cet appareil trouve aisément sa place dans des petites unités médicales et centres de santé.

### Caractéristiques de l'autoclave manuel en forme de marmite (cocote minute) 20 Litres :

- Source d'énergie: électrique.
- Pression de désinfection: 0.14-0.165MPa.
- Volume: 18L
- Alimentation: 220 V
- Puissance: 2 KW



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration