

Autoclave vertical automatique, Modèle LS-B100L-III

Réf. SOC-LS-B100L-III



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

Caractéristiques de l'autoclave vertical automatique MODELE : LS-B100L-III

- Stérilisation automatique commandée par ordinateur, facile à utiliser
- Les éléments de chauffage électrique de l'appareil sont des tubes d'immersion (AC/220v), avec effet thermique élevé.
- Avec équipement d'auto-protection en cas de faible température ou de température élevée.
- L'intérieur et l'extérieur de l'appareil sont fabriqués en acier inoxydable, anti-rouille, facile d'entretien et de temps d'utilisation.

Spécificités de l'autoclave vertical automatique MODELE : LS-B100L-III :

- Volume utile : 100L (440 à 650) mm
- Pression : 0.14-0.16MPa
- Température de travail (ambiante) : 126 °C Max.
- Pression : 0.165 mpa
- Chaleur moyenne : ± 1 °C
- Minuteur : 0 ~ 60min
- Ajustement de la température : 105 ~ 126 °C
- Puissance : 4500W /AC220V.50Hz
- Dimension globale : 510 à 730 à 1220 (mm)
- Dimension Transport : 620 à 820 à 1400 (mm)
- Poids net/brute : 100Kg/134Kg



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration