

Autoclave vertical automatique, Modèle LS-B50L-II

Réf. SOC-LS-B50L-II



Cet autoclave est un stérilisateur à vapeur d'eau entièrement automatique.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Caractéristiques :

Processus automatique :

- Purge automatique de l'air
- Montée en température et en pression
- Temps de stérilisation
- Phase de refroidissement
- Fin du processus

Régulateur électronique de température

Unité de programmation

Contrôle permanent du déroulement normal du processus.

Caractéristiques techniques :

- Volume de la chambre de stérilisation: 0.05m³ (Dia.365mm x 500mm)
- Pression de travail:0.14-0.16MPa
- Pression maximale de travail: 0.165Mpa
- Ajustement de la température: 105-126 °C
- Plage d'ajustement de la pression: 0.05-0.165MPa
- Minuteur : 0-999min
- Alimentation : AC 220V 50HZ
- Puissance des résistances : 4.5kw
- Boutons de réglage de la température, de la pression et du temps.
- Auto contrôle de la température, de la pression et du temps.
- Dimensions du colis: 55x75x130
- Poids Net .95KGS.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration