

## Autoclave vertical automatique MODELE : LS-B75L-II

Réf. SOC-LS-B75L-II



### Caractéristiques de l'autoclave vertical automatique MODÈLE : LS-B75L-II

- Processus automatique : - purge automatique de l'air - montée en température et en pression - temps de stérilisation - phase de refroidissement - fin du processus.
- Régulateur électronique de température.
- Unité de programmation.
- contrôle permanent du déroulement normal du processus.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

## Caractéristiques techniques de l'autoclave vertical automatique, Modèle LS-B75L-II :

- Volume de la chambre de stérilisation: 0.05m<sup>3</sup> (Dia.400mm x 600mm)
- Pression de travail:0.14-0.16MPa
- Pression maximale de travail: 0.165Mpa
- Ajustement de la température: 105-126 °C
- Plage d'ajustement de la pression: 0.05-0.165MPa
- Minuteur : 0-999min
- Alimentation: AC 220V 50HZ
- Puissance des résistances: 4.5kw
- Boutons de réglage de la température, de la pression et du temps
- Auto contrôle de la température, de la pression et du temps
- Dimensions du colis: 55x75x130
- Poids Net .95KGS



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration