

Autoclave vertical 50 litres, Modèle vertical classe SA-300VFA

Réf. SOC-SA-300VFA



Elle est munie d'une porte d'oscillation unique brevetée, sûre et facile à ouvrir ou fermer. Cette autoclave innovante et fiable est à la fois compact et élégante et fournit une performance élevée fiable et sûre. Sa fonction de séchage automatique offre un résultat excellent. Le niveau d'eau dans la chambre est automatiquement vérifié lorsque le programme est lancé (START).



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

L'indicateur "COMPLETE" s'allume si le cycle s'est bien déroulé. Elle est équipée d'un avertisseur de bas niveau d'eau; s'il n'y a pas assez d'eau dans la chambre, l'indicateur "LOW WATER" s'allume et vous alarme. Le préchauffage à sec assure une homogénéité de la température dans la chambre et offre un excellent résultat de séchage. L'interrupteur de protection de température indépendant offre une double sécurité. Le programme de stérilisation des liquides a été spécialement conçu pour les laboratoires.

CARACTÉRISTIQUES:

- Fonction de pré-vide: N/A
- Contrôle de stérilisation: par pression
- Système de remplissage d'eau: remplissage automatique
- Séchage: séchage automatique
- Dimensions: 480 (D) x 600 (W) x 1 000 (H) mm
- Dimensions de la chambre: 300 x 710 mm (D)
- Consommation de l'eau par cycle: 1 000 ~ 1 200 cc
- Capacité de la chambre: 50 litres
- Poids brut: 71 kg
- Affichage de température: mesure
- Affichage de pression: indicateur de pression
- Affichage: affichage LED



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Indications:

- Porte fermée,
- Niveau d'eau bas,
- Affichage de surchauffe,
- Puissance d'énergie: 2 900 W / 13 Amp, Heater / 2 300 séchage à sec / 600 W.

Choix de programme :

- 121°C / 135°C,
- Emballé / non emballé,
- Sec / humide / Liquide.

Choix spécial de programmes :

- Choix de température de stérilisation: 121°C / 135°C,
- Choix de fonction spéciale: programme de stérilisation de liquides,
- Séchage: 30 minutes par programme d'installation
- Séchage à vide: N/A
- Soupape de sécurité de pression: initialisation 2.6 kg / cm².

Protection en cas de surchauffe:

- Température protégée par programme,
- Dispositif de protection de température indépendant,
- Protection de surcharge électrique: oui,
- Protection en cas de surpression: soupape de sécurité
- Indication de fermeture de porte: microcontact au niveau du capteur de la fermeture de la porte,
- Capteur du niveau d'eau dans la chambre: oui
- Fermeture automatique de la porte sous pression: fermeture de la porte grâce à un soufflet en silicium



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Accessoires standards :

- 1 bouteille 2 000 cc
- 1 pince agrippante en INOX
- 2 paniers en INOX
- 1 couverture chauffante
- Aucun disjoncteur: 2 installations internes
- Norme: CE0434.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration