

**Autoclave vertical ou stérilisateur, 143 litres, Modèle SAP-450**

**Réf. SOC-SAP-450M**



L'autoclave vertical SAP-450 est un stérilisateur à vapeur avec contrôle automatique de la pression. Son avantage réside dans la diversité des options disponibles, afin d'obtenir une meilleure correspondance et une adéquation parfaite pour votre organisation.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

## Caractéristiques générales:

- Générateur de vapeur indépendant
- Voyant d'indication de progression du cycle
- Bouton d'arrêt d'urgence facilement accessible
- Programme spécial pour liquides
- Bouton d'urgence

## Caractéristiques spécifiques:

- Autoclave – stérilisateur automatique de type horizontal.
- Taille de la cuve : 450 mm (Diamètre) x 900 mm (Profondeur),  
Approximativement 143 litres.
- Remplissage automatique de l'eau/ Indicateur de faible niveau d'eau/  
Pression réglable (0.9 – 2.1 cm2)  
\*Accessoires standards : Plateau x 1, Tube indicateur de niveau d'eau x 2.

## **Accessoires en option :**

- Chariot avec plateau de chargement (Rail inclus)
- Panier x 2 (Rail inclus)
- Séries de plaque (plaque x 2 + cadre de la plaque x1)



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>Température de stérilisation (°C)</b> | 118 - 134                         |
| <b>Système de contrôle</b>               | Contrôle mécanique de la pression |
| <b>Temps de stérilisation</b>            | 0 – 60 minutes                    |
| <b>Temps de séchage</b>                  | 0 – 60 minutes                    |

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| <b>Modèle N°</b>                                  | SAP-450                       |
| <b>Capacité de la cuve (L)</b>                    | 143                           |
| <b>Taille de la cuve (mm) Dia. x Depth. (Cyl)</b> | 450 x 900                     |
| <b>Dimensions totales W x H x D (mm)</b>          | 800 x 1800 x 1250             |
| <b>Tension</b>                                    | 230 V / 380 V (Mono/Triphase) |
| <b>Puissance (W)</b>                              | 7 KW                          |
| <b>Approvisionnement en eau</b>                   | Canalisations                 |
| <b>Type de cuve</b>                               | Cylindrique                   |



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration