

Autoclave vertical ou stérilisateur, 143 litres, Modèle SAP-450V

Réf. **SOC-SAP-450V**



L'autoclave vertical SAP-450 est un stérilisateur à vapeur avec contrôle automatique de la pression. Son avantage réside dans la diversité des options disponibles, afin d'obtenir une meilleure correspondance et une adéquation parfaite pour votre organisation.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Caractéristiques générales:

- Générateur de vapeur indépendant
- Voyant d'indication de progression du cycle
- Bouton d'arrêt d'urgence facilement accessible
- Programme spécial pour liquides
- Bouton d'urgence

Caractéristiques spécifiques:

- Autoclave – stérilisateur automatique de type horizontal.
- Taille de la cuve : 450 mm (Diamètre) x 900 mm (Profondeur),
Approximativement 143 litres.
- Remplissage automatique de l'eau/ Indicateur de faible niveau d'eau/
Pression réglable (0.9 – 2.1 cm2)
*Accessoires standards : Plateau x 1, Tube indicateur de niveau d'eau x 2.
- Avec pompe d'aspiration sèche.

Accessoires en option :

- Chariot avec plateau de chargement (Rail inclus)
- Panier x 2 (Rail inclus)
- Séries de plaque (plaque x 2 + cadre de la plaque x1)



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Température de stérilisation (°C)	118 - 134
Système de contrôle	Contrôle mécanique de la pression
Temps de stérilisation	0 – 60 minutes
Temps de séchage	0 – 60 minutes

Modèle N°	SAP-450V
Capacité de la cuve (L)	143
Taille de la cuve (mm) Dia. x Depth. (Cyl)	450 x 900
Dimensions totales W x H x D (mm)	800 x 1800 x 1250
Tension	230 V / 380 V (Mono/Triphase)
Puissance (W)	7 KW
Approvisionnement en eau	Canalisations
Type de cuve	Cylindrique



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration