

Autoclave vertical ou stérilisateur, 196 litres, Modèle SAP-500V

Réf. **SOC-SAP-500V**



L'autoclave vertical SAP-500 est un stérilisateur à vapeur avec contrôle automatique de la pression. Son avantage réside dans la diversité des options disponibles, afin d'obtenir une meilleure correspondance et une adéquation parfaite pour votre organisation.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Caractéristiques générales:

- Générateur de vapeur indépendant
- Voyant d'indication de progression du cycle
- Bouton d'arrêt d'urgence facilement accessible
- Programme spécial pour liquides
- Bouton d'urgence

Caractéristiques spécifiques:

- Autoclave – stérilisateur automatique de type horizontal.
- Taille de la cuve : 500 mm (Diamètre) x 1000 mm (Profondeur),
Approximativement 196 litres.
- Remplissage automatique de l'eau/ Indicateur de faible niveau d'eau/
Pression réglable (0.9 – 2.1 cm2)
*Accessoires standards : Plateau x 1, Tube indicateur de niveau d'eau x 2.
- Avec pompe d'aspiration sèche.

Accessoires en option :

- Chariot avec plateau de chargement (Rail inclus)
- Panier x 2 (Rail inclus)
- Séries de plaque (plaque x 2 + cadre de la plaque x1)



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Température de stérilisation (°C)	118 - 134
Système de contrôle	Contrôle mécanique de la pression
Temps de stérilisation	0 – 60 minutes
Temps de séchage	0 – 60 minutes

Modèle N°	SAP-500V
Capacité de la cuve (L)	196
Taille de la cuve (mm) Dia. x Depth. (Cyl)	500 x 1000
Dimensions totales W x H x D (mm)	800 x 1800 x 1350
Tension	230 V / 380 V (Mono/Triphase)
Puissance (W)	9 KW
Approvisionnement en eau	Canalisations
Type de cuve	Cylindrique



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration