

Autoclave vertical ou stérilisateur, 350 litres, Modèle SAP-600

Réf. SOC-SAP-600M



L'autoclave vertical SAP-600 est un stérilisateur à vapeur avec contrôle automatique de la pression. Son avantage réside dans la diversité des options disponibles, afin d'obtenir une meilleure correspondance et une adéquation parfaite pour votre organisation.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Caractéristiques générales:

- Générateur de vapeur indépendant
- Voyant d'indication de progression du cycle
- Bouton d'arrêt d'urgence facilement accessible
- Programme spécial pour liquides
- Bouton d'urgence

Caractéristiques spécifiques:

- Autoclave – stérilisateur automatique de type horizontal.
- Taille de la cuve : 610 mm (Diamètre) x 1200 mm (Profondeur),
Approximativement 350 litres.
- Remplissage automatique de l'eau/ Indicateur de faible niveau d'eau/
Pression réglable (0.9 – 2.1 cm²)
*Accessoires standards : Plateau x 1, Tube indicateur de niveau d'eau x 2.

Accessoires en option :

- Chariot avec plateau de chargement (Rail inclus)
- Panier x 2 (Rail inclus)
- Séries de plaque (plaque x 2 + cadre de la plaque x1)



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Température de stérilisation (°C)	118 - 134
Système de contrôle	Contrôle mécanique de la pression
Temps de stérilisation	0 – 60 minutes
Temps de séchage	0 – 60 minutes

Modèle N°	SAP-600
Capacité de la cuve (L)	350
Taille de la cuve (mm) Dia. x Depth. (Cyl)	610 x 1200
Dimensions totales W x H x D (mm)	900 x 1800 x 1550
Tension	230 V / 380 V (Mono/Triphase)
Puissance (W)	12 KW
Approvisionnement en eau	Canalisations
Type de cuve	Cylindrique



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration