

## Autoclave vertical ou stérilisateur, 350 litres, Modèle SAP-600V

Réf. SOC-SAP-600V



L'autoclave vertical SAP-600 est un stérilisateur à vapeur avec contrôle automatique de la pression. Son avantage réside dans la diversité des options disponibles, afin d'obtenir une meilleure correspondance et une adéquation parfaite pour votre organisation.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

## Caractéristiques générales:

- Générateur de vapeur indépendant
- Voyant d'indication de progression du cycle
- Bouton d'arrêt d'urgence facilement accessible
- Programme spécial pour liquides
- Bouton d'urgence

## Caractéristiques spécifiques:

- Autoclave – stérilisateur automatique de type horizontal.
- Taille de la cuve : 610 mm (Diamètre) x 1200 mm (Profondeur),  
Approximativement 350 litres.
- Remplissage automatique de l'eau/ Indicateur de faible niveau d'eau/  
Pression réglable (0.9 – 2.1 cm<sup>2</sup>)  
\*Accessoires standards : Plateau x 1, Tube indicateur de niveau d'eau x 2.
- Avec pompe d'aspiration sèche.

## **Accessoires en option :**

- Chariot avec plateau de chargement (Rail inclus)
- Panier x 2 (Rail inclus)
- Séries de plaque (plaque x 2 + cadre de la plaque x1)



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

<b>Température de stérilisation (°C)</b>	118 - 134
<b>Système de contrôle</b>	Contrôle mécanique de la pression
<b>Temps de stérilisation</b>	0 – 60 minutes
<b>Temps de séchage</b>	0 – 60 minutes

<b>Modèle N°</b>	SAP-600V
<b>Capacité de la cuve (L)</b>	350
<b>Taille de la cuve (mm) Dia. x Depth. (Cyl)</b>	610 x 1200
<b>Dimensions totales W x H x D (mm)</b>	900 x 1800 x 1550
<b>Tension</b>	230 V / 380 V (Mono/Triphase)
<b>Puissance (W)</b>	12 KW
<b>Approvisionnement en eau</b>	Canalisations
<b>Type de cuve</b>	Cylindrique



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration